



Endoform[®] Natural High Flow est maintenant offert en grand format de 8,5 po x 6 po (21,59 cm x 15,24 cm)



Endoform[®] High Flow est conçu avec des ouvertures plus grandes pour mieux prendre en charge les plaies dont le niveau d'exsudat est variable.

La grande taille de 8,5 po x 6 po (21,59 cm x 15,24 cm) est la solution idéale pour les grandes plaies, y compris :

- Ulcères veineux de jambe (UVJ) de grande taille ou en grappe;
- Grandes plaies traumatiques;
- Sites donneurs;
- Brûlures partielles et brûlures profondes partielles.

Endoform[®] est une matrice extracellulaire (MEC) unique qui favorise tous les stades de guérison d'une plaie.

Il fournit un échafaudage MEC, naturel et poreux, pour une infiltration rapide des cellules et 148 molécules secondaires importantes pour la guérison.



Renseignements concernant la commande

Endoform [®] Natural - High Flow			
Code de produit	Taille du produit	Quantité/boîte	HCPCS*
529316	8,5 po x 6 po (21,59 cm x 15,24 cm)	10	A6023

* Pour les États-Unis seulement.



Sous ordonnance seulement. Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi complet fourni avec le produit.

Pour toute question concernant le produit, tout besoin d'échantillons ou toute question clinique détaillée sur nos produits aux États-Unis, veuillez communiquer avec nous au +1 877 627-6224.

Les codes HCPCS sont fournis à titre indicatif seulement et pourraient changer.

Endoform[®] est une marque déposée d'Aroa Biosurgery Limited.



Fabriqué pour :
AROA BIOSURGERY INC.

7220 Trade Street, Suite 306, San Diego, CA 92121 É.-U.
+1-877-627-6224
www.aroabio.com

MKT.1567-CA-FR.00 | Septembre 2021

PRÉSENTATIONS D'ENDOFORM[®]

Endoform[®] High Flow

- Avec de plus grandes ouvertures pour les plaies dont les niveaux d'exsudat sont variables
- Peut être utilisé en combinaison avec Hydrofera Blue CLASSIC
- Conçu pour être utilisé avec le traitement des plaies par pression négative (TPPN)



Endoform[®] Natural - High Flow

Code de produit	Taille du produit	Quantité/boîte	HCPCS*
529302	2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	10	A6021
529304	4 po x 5 po (10 cm x 12,7 cm)	10	A6022
529316	8,5 po x 6 po (21,59 cm x 15,24 cm)	10	A6023

Endoform[®] Antimicrobial - High Flow

Code de produit	Taille du produit	Quantité/boîte	HCPCS*
629302	2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	10	A6021
629304	4 po x 5 po (10 cm x 12,7 cm)	10	A6022

* Pour les États-Unis seulement.

Endoform[®] Fenestrated

- Conçu pour les plaies dont le niveau d'exsudat est faible à modéré
- Offert en disques de 1 po (2,54 cm), conçues pour les petites plaies (p. ex., les ulcères du pied diabétique), ce qui peut minimiser le gaspillage et simplifier l'application



Endoform[®] Natural - Fenestrated

Code de produit	Taille du produit	Quantité/boîte	HCPCS*
529312	2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	10	A6021
529314	4 po x 5 po (10 cm x 12,7 cm)	10	A6022
529315	Disque de 1 po (2,54 cm)	10	A6021

Endoform[®] Antimicrobial - Fenestrated

Code de produit	Taille du produit	Quantité/boîte	HCPCS*
629312	2 po x 2 po (5 cm x 5 cm)	10	A6021
629314	4 po x 5 po (10 cm x 12,7 cm)	10	A6022
629315	Disque de 1 po (2,54 cm)	10	A6021

* Pour les États-Unis seulement.