


Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold

Myriad Matrix™ está especialmente diseñado para la reconstrucción quirúrgica de tejidos blandos y para las heridas complejas

Myriad Matrix™ combina capas de matriz extracelular (MEC) **ARO A ECM™** con perforaciones especialmente diseñadas para facilitar la infiltración y migración rápidas de las células.




Myriad Matrix™ permite una cobertura inmediata del hueso, los tendones y las estructuras vitales expuestas para ayudar a crear un nuevo tejido de granulación. Además, facilita el crecimiento de tejido de granulación sólido y bien vascularizado para conseguir un injerto de piel de espesor parcial (STSG, por sus siglas en inglés) correcto.^{3,4}




Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold



Información sobre presentaciones disponibles

Myriad Matrix™ - 3 capas (~1,0 mm)		
Referencia	Tamaño del producto (L x An.)	Cantidad/Caja
SR03LG0505US	5 x 5 cm	1
SR03LG1010US	10 x 10 cm	1
SR03LG1020US	10 x 20 cm	1
Myriad Matrix™ - 5 capas (~1,5 mm)		
Referencia	Tamaño del producto (L x An.)	Cantidad/Caja
SR05LG0505US	5 x 5 cm	1
SR05LG1010US	10 x 10 cm	1
SR05LG1020US	10 x 20 cm	1



1. Lun, S., et al., *A functional extracellular matrix biomaterial derived from ovine forestomach*. Biomaterials, 2010. 31(16): p. 4517-29.
2. Irvine, S.M., et al., *Quantification of in vitro and in vivo angiogenesis stimulated by ovine forestomach matrix biomaterial*. Biomaterials, 2011. 32(27): p. 6351-61. 2011;32(27):6351-61.
3. Bohn, G. A. y A. E. Chaffin (2020). "Extracellular matrix graft for reconstruction over exposed structures: a pilot case series." J Wound Care 29(12): 742-749.
4. Chaffin, A. E. y M. C. Buckley (2020). "Extracellular matrix graft for the surgical management of Hurley stage III hidradenitis suppurativa: a pilot case series." J Wound Care 29(11): 624-630.

Antes de usar el producto, asegúrese de leer la totalidad de las instrucciones de uso incluidas en el prospecto del envase. Consulte la información específica de su país a su representante de ventas local.



ARO A BIOSURGERY LTD.

64 Richard Pearse Drive, Māngere,
Auckland 2022, New Zealand
www.aroabio.com

©2022 Aroa Biosurgery Limited

MKT.1669-ES.01 | July 2022

ARO A™, Myriad Matrix™ y ARO A ECM™ son marcas comerciales de Aroa Biosurgery Limited.