


Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold

Myriad Matrix™ foi desenvolvido para a reparação cirúrgica de tecidos moles e tratamento de feridas complexas

Myriad Matrix™ combina camadas de matriz extracelular (ECM) **ARO A ECM™** perfuradas para permitir uma rápida infiltração e migração celular.




Myriad Matrix™ permite a cobertura imediata de osso, tendão ou outras estruturas expostas e promove a formação de novo tecido de granulação saudável e bem vascularizado. Facilita a aplicação bem sucedida de enxerto de pele (STSG).^{3,4}




Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold



Informações para encomenda

Myriad Matrix™ - 3 (~1.0 mm)		
Ref. ^a	Tamanho (L x W)	Quant./Caixa
SR03LG0505US	5 x 5 cm	1
SR03LG1010US	10 x 10 cm	1
SR03LG1020US	10 x 20 cm	1
Myriad Matrix™ - 5 (~1.5 mm)		
Ref. ^a	Tamanho (L x W)	Quant./Caixa
SR05LG0505US	5 x 5 cm	1
SR05LG1010US	10 x 10 cm	1
SR05LG1020US	10 x 20 cm	1



1. Lun, S., et al., *A functional extracellular matrix biomaterial derived from ovine forestomach*. Biomaterials, 2010. 31(16): p. 4517-29.
2. Irvine, S.M., et al., *Quantification of in vitro and in vivo angiogenesis stimulated by ovine forestomach matrix biomaterial*. Biomaterials, 2011. 32(27): p. 6351-61. 2011;32(27):6351-61.
3. Bohn, G. A. and A. E. Chaffin (2020). "Extracellular matrix graft for reconstruction over exposed structures: a pilot case series." J Wound Care 29(12): 742-749.
4. Chaffin, A. E. and M. C. Buckley (2020). "Extracellular matrix graft for the surgical management of Hurley stage III hidradenitis suppurativa: a pilot case series." J Wound Care 29(11): 624-630.

Antes de utilizar leia a totalidade das instruções fornecidas juntamente com o dispositivo.
Consulte o representante local para informação específica no seu país.



S4M EUROPE
59 Rue Castellion
01100 OYONNAX
France

AROA™, Myriad Matrix™ e AROA ECM™ são marcas registadas Aroa Biosurgery Limited.



AROA BIOSURGERY LTD.

64 Richard Pearse Drive, Māngere,
Auckland 2022, New Zealand
www.aroabio.com

©2021 Aroa Biosurgery Limited

MKT.1669-PT.01 | July 2021